



Qualitätskontrollen und QC Datenmanagementlösungen für Ihre Siemens BEP® Systeme

Rili-BÄK-konforme Qualitätskontrollen von Bio-Rad

Bio-Rad bietet Ihnen für Ihr Siemens Healthcare Diagnostics BEP 2000 Advance® oder BEP® III System die optimalen Kontrollprodukte und QC Datenmanagementlösungen an:

- Humane Serumkontrollen mit Zielwertangaben für Ihr Siemens BEP® System
- Flüssig und gebrauchsfertig für eine einfache Handhabung und präzise Ergebnisse
- Multianalytkontrollen ersetzen viele Einzelkontrollen
- Geöffnet im Kühlschrank 60 Tage stabil
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten ermöglichen es, die QC-Daten schnell, direkt und fehlerfrei von Ihrem Siemens BEP® System oder des LIS zu übertragen
- Kundenservice – vor Ort und telefonisch – der begeistert
- Umfangreiches Fortbildungsprogramm

BIO-RAD

Liquichek™ ToRCH Plus Control

Ist eine flüssige Kontrolle, die für die BEP®/ Enzygnost® Tests und andere gängige serologische Methoden und Geräte angewendet werden kann. Eine schwach positive und eine negative Kontrolle ermöglichen dem Labor die Zuverlässigkeit des verwendeten Testsystems im Entscheidungsbereich zu überprüfen.



Analyt	Enzygnost® Test
<i>Toxoplasma gondii</i> IgG	Toxoplasmosis/IgG
Rubella Virus IgG	Anti-Rubella Virus/IgG
Cytomegalie Virus (CMV) IgG	Anti-CMV/IgG
Herpes Simplex Virus Typ 1 (HSV-1) IgG	Anti-HSV/IgG
Herpes Simplex Virus Typ 2 (HSV-2) IgG	Anti-HSV/IgG
Epstein-Barr Virus (VCA) IgG	Anti-EBV/IgG
Varicella Zoster Virus (VZV) IgG	Anti-VZV/IgG
<i>Helicobacter pylori</i> IgG	Anti-Helicobacter pylori II/IgG

Assayed VIROTROL® II-B

Die Assayed VIROTROL® II-B dient der Qualitätsüberprüfung von Testverfahren zur Bestimmung von Antikörpern gegen das Hepatitis-B-surface-Antigen und von Antikörpern gegen das Hepatitis-A-Virus. Mit Zielwertangaben für BEP®/ Enzygnost® Tests.



Analyt	Enzygnost® Test
Anti-HBs	Anti-HBs II
Anti-HAV	Anti-HAV

VIROCLEAR®

Ist eine Negativkontrolle zur Überprüfung der Qualität von Testverfahren für den Nachweis von Hepatitis, Retrovirus, Syphilis und Antikörpern gegen CMV. Sie ergänzt die Assayed VIROTROL® II-B und andere Viroclear Kontrollen.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Liquichek™ ToRCH Plus Control	Packungsgröße	Art.-Nr.	Assayed VIROTROL® II-B	Packungsgröße
227	Positiv	3 x 3 ml	00152	Einzellevel	1 x 5 ml
227X	Positiv, MiniPak	1 x 3 ml			
228	Negativ	3 x 3 ml	Art.-Nr.	VIROCLEAR®	Packungsgröße
228X	Negativ, MiniPak	1 x 3 ml	00106	Einzellevel	1 x 5 ml

Weitere Informationen und Angaben zur Stabilität entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage



Entdecken Sie die Vielfalt unserer Unity® Lösungen.

Die Teilnahme am **Unity™ Interlaboratory Program** erleichtert Ihnen die Überprüfung der Leistungsfähigkeit Ihres Laboratoriums (analytisches Benchmarking). Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse aus der täglichen Routine mit einer Vielzahl von anderen Siemens BEP® Anwendern weltweit.

Für weitere Informationen zu unseren Qualitätskontrollen und QC Datenmanagementlösungen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Bio-Rad Niederlassung oder besuchen Sie uns im Internet unter www.qcnet.de.



Bio-Rad Laboratories

Clinical Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/diagnostics U.S. 1-800-2BIO-RAD Australia 61-2-9914-2800 Austria 43-1-877-8901 Belgium 32-9-385-5511 Brazil 5521-3237-9400 Canada 1-514-334-4372 China 86-21-64260808 Czech Republic 420-241-430-532 Denmark +45-4452-1000 Finland 358-9-804-22-00 France 33-1-47-95-60-00 Germany +49-(0)89-318-840 Greece 30-210-7774396 Hong Kong 852-2789-3300 Hungary +36-1-459-6100 India 91-124-4029300 Israel 972-3-9636050 Italy +39-02-216091 Japan 81-3-6361-7070 Korea 82-2-3473-4460 Mexico 52(55)5200-0520 The Netherlands +31-318-540666 New Zealand 64-9-415-2280 Norway 47-23-38-41-30 Poland 48-22-3319999 Portugal 351-21-472-7700 Russia 7-495-721-14-04 Singapore 65-6415-3188 South Africa 27-11-442-85-08 Spain 34-91-590-5200 Sweden 46-8-555-127-00 Switzerland 41-61-717-95-55 Thailand 662-651-8311 United Kingdom +44-(0)20-8328-2000